



Modell Nr.	ML0521WN	ML1225WN	ML1625WN	ML3125WN
Temperaturbereich	-18°C bis -25°C	-18°C bis -25°C	-18°C bis -25°C	-18°C bis -25°C
Umluft	Nein	Nein	Nein	Nein
Abtattung (automatisch / manuell)	manuell	manuell	manuell	manuell
Elektronikregler	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitalanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperaturalarm optisch / akustisch	Ja	Ja	Ja	Ja
Über- und Untertemperaturalarm	Ja	Ja	Ja	Ja
Türalarm	Nein	Nein	Ja	Ja
Potentialfreier Alarmkontakt	Nein	Nein	Ja	Ja
Außengehäuse	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert	Stahlblech, lackiert
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Türschloss	Ja	Ja	Ja	Ja
Türtyp	Volltür	Volltür	Volltür	Volltür
Türanschlag	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Türdichtung	nicht wechselbar	nicht wechselbar	nicht wechselbar	nicht wechselbar
Innenraum	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß	Kunststoff, weiß
Innenbeleuchtung	Nein	Nein	Nein	Nein
„Innenraum frei von Zündquellen“	optional	optional	optional	optional
Gitterauflagen (Anzahl)	1	0	0	0
Kontaktverdampferplatten (Anzahl)	0	2	2	5
Auflagepositionen (Anzahl)	1	2 (fix)	2 (fix)	5 (fix)
Maße Gitterauflage (mm) (BxTxH)	340x180x6	-	-	-
Schubladen (Anzahl)	0	0	0	4 und 2 Klappen
Drahtkörbe (Anzahl)	0	1	3	0
Optionales Schubladensystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Verstellbare Füße (Anzahl & Position)	Nein	1 Fuß vorne	2 Füße vorne 2 Rollen hinten	2 Füße vorne 2 Rollen hinten
Inhalt (l), brutto	50	102	151	232
Inhalt (l), netto	38	87	134	212
Breite (mm)	500	495	595	595
Tiefe (mm)	510	620	595	634
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	976	1050	1165	1185
Höhe (mm)	562	830	845	1570
Innenmaße (mm) (BxTxH)	345x330x365	414x415x683	500x450x705 Stufe (TxH): 165x185	432x430x1300 Stufe (TxH): 190x255
Gewicht (kg)	17	33	36	60
Netzanschluss	1/N/PE-230V 50Hz	1/N/PE-230V 50Hz	1/N/PE-230V 50Hz	1/N/PE-230V 50Hz
Versandbreite (mm)	700	700	700	700
Versandtiefe (mm)	750	750	750	750
Versandhöhe (mm)	740	1000	1022	1735
Versandgewicht (kg)	24	40	43	67
Kältemittel FCKW- / HFCKW-frei	R134a	R134a	R600a	R600a



ML0521WN



ML0521WN mit Ordnungssystem (optional)



ML1225WN



ML1225WN mit Ordnungssystem (optional)



ML1625WN



ML3125WN



Weitere Ordnungssystemvorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog. Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.

