

Labortiefkühltruhe ProfiLine Pollux PLPO

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- Manuelle Abtauung
- Elektronikregler mit Digitalanzeige
 - Opt. / akust. Alarmanzeige für Über- / und Untertemperatur
 - Potentialfreier Kontakt zum Anschluß an ein Fernalarmsystem
- Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech
- Innenraum aus Aluminium
- Tauwasserablauf über eingebauten Bodenablauf
- Truhendeckel abschließbar und mit Federscharnier zum stufenlosen Öffnen
- Innenbeleuchtung (außer EX-Ausführung)



ProfiLine Pollux 3645WN


Modell ProfiLine Pollux	PLPO1345WN	PLPO2245WN	PLPO3045WN	PLPO3645WN	PLPO4245WN
Temperaturbereich	°C: -5/-45	-5/-45	-5/-45	-5/-45	-5/-45
Inhalt	Liter brutto: 130	226	299	358	416
Außenmaße (BxTxH)	mm: 725x731x865	1055x731x865	1305x731x865	1505x731x865	1705x731x865
Innenmaße 1 (BxTxH)	mm:	< siehe Zeichnung >			
Innenmaße 2 (BxTxH)	mm:	< siehe Zeichnung >			
Höhe bei geöffn. Deckel	mm: 1555	1555	1555	1555	1555
Gewicht kg	kg: 43	54	64	67	77
Netzanschluss	:	< 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz >			
Isolierung FCKW-frei	mm: 100	100	100	100	100
Versandmaße (BxTxH)	mm: 825x831x1065	1155x831x1065	1405x831x1065	1605x831x1065	1805x831x1065
Versandgewicht	kg: 48	59	69	72	82
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei	: R404A	R404A	R404A	R404A	R404A

Truhenalternativen: ProfiLine Taurus und LabStar Mira.

ProfiLine Pollux + Zubehör:


	Art.-Nr.
ProfiLine Pollux PLPO 1345WN	GTPLPO1345WN
ProfiLine Pollux PLPO 2245WN	GTPLPO2245WN
ProfiLine Pollux PLPO 3045WN	GTPLPO3045WN
ProfiLine Pollux PLPO 3645WN	GTPLPO3645WN
ProfiLine Pollux PLPO 4245WN	GTPLPO4245WN
ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt).	GPTEC4A
ProfiCaller Telefonwählergerät (siehe sep. Prospekt).	a.A.
Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung.	ZXX2-020-2L
Ex-Ausführung „Innenraum frei von Zündquellen“.	a.A.
4 Rollen (2 feststellbar), werkseitig montiert.	ZPLPO5-022-4245
Lagerkorb, 285x445x250 mm (BxTxH).	ZXX4-087
MIN/MAX-Thermometer zum Einlegen in Kühl- oder Tiefkühlgeräte.	ZXX2-019-001
Messbereich -50/+50 °C, kein zusätzl. Temperaturfühler erforderlich.	
MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370 °C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.	ZXX2-019-011
Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011.	ZXX2-022-100
Messbereich -100/+1000 °C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.	

Seitenansicht



* Inkl. Rollen


Vorderansicht



Ordnungssysteme

Edelstahl-Truhengestelle, Einfrierkassetten und Rastereinsätze ermöglichen das übersichtliche Aufbewahren und ziel-sichere Wiederfinden des Probenmaterials. Die Lagerkapazität wird optimal genutzt.

Auch für dieses Modell finden Sie Ordnungssysteme in unseren separaten Prospekten oder lassen Sie sich persönlich beraten.



<http://www.catalogpedia.de>



LabSales@NationalLab.com
 National Lab GmbH
 Grambeker Weg 157
 D-23879 Mölln

Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 70
 Fax: 0 45 42 / 84 91 - 71